

SP Plate

Neurosurgery
Fixation System

SP PLATE
Instruments

SPプレート チタン頭蓋骨固定システム
リムーバブルキット

 Removable Kit™



made in Japan


S&Brain

SPプレート リムーバブルキット



取り外し（リビジョン）専用のドライバービットをセットにしました。

多種多様なメーカーの脳神経外科用スクリューの応急的な取り外しに役立ちます。※1,2



◀ SPI003でのクロススクリュー取り外し

SPI003

リムーバブルドライバービット



クロススクリュー用

SPI004

リムーバブルドライバービット（四角形：小）



SPI005

リムーバブルドライバービット（四角形：大）



スクエアスクリュー用



SPI001
SPドライバーハンドル



SPI01R

SPプレート リムーバブルキット

SPI04S SP器械ケース (S)

リムーバブルキット 標準構成



No	製品名	入数
1	SPドライバーハンドル	2
2	リムーバブルドライバービット	1
3	リムーバブルドライバービット （四角形：小）	1
4	リムーバブルドライバービット （四角形：大）	1
5	SP器械ケース (S)	1

※1 スクリューの状態によっては、取り外しが困難な場合があります。また、本製品は取り外しを保証するものではありません。
 ※2 SPI003は十字型マイクロスクリュー（1.5～1.6mm径）、SPI004とSPI005はそれぞれスクエア型ミニスクリュー（1.9mm径）及びスクエア型マイクロスクリュー（1.5mm～1.6mm径）の取り外しを想定しています。

医療機器届出番号：15B1X10002000011

取扱代理店

製造販売元 ケンテック株式会社
 〒162-0043 東京都新宿区早稲田南町52-2
 TEL.03-5155-2596 FAX.03-5155-2598

製造元 フロスパー株式会社
 〒945-1355 新潟県柏崎市軽井川2028番地6
 TEL.0257-24-5277 FAX.0257-24-8620

販売元 エス・アンド・ブレイン株式会社
 〒279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 フライムタワー新浦安1201
 TEL.047-316-0517 FAX.047-316-0518